

# FRAxis DUO

Fraksiyonel CO<sub>2</sub> Lazer & Mikro İğneli Fraksiyonel RF



# FRAxis DUO

Fraksiyonel CO<sub>2</sub> Lazer & Mikro İğneli Fraksiyonel RF



[www.kocyigitmedikal.com.tr](http://www.kocyigitmedikal.com.tr)  
[www.fraxisduo.com](http://www.fraxisduo.com)

**KOÇYİĞİT MEDİKAL ESTETİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ**  
Barbaros Mh. Al Zambak Sk. Varyap Meridian A Blok D. 82 Ataşehir - İst.  
Tel.: +90 216 574 39 61 - 574 41 03 Faks: +90 216 574 39 02  
[www.kocyigitmedikal.com.tr](http://www.kocyigitmedikal.com.tr) - [info@kocyigitmedikal.com.tr](mailto:info@kocyigitmedikal.com.tr)



CO<sub>2</sub>Fraksiyonel Lazer Sistem

Dalga Boyu	: 10,600nm(TEM00)
Lazer Gücü	: Up to 30W (up to 150mJ)
Atış Süresi	: 20-5,000us
Kesişim	: 1-10th
Pixel Boyutu	: ≥ 100 micron
Mesafe	: 0,1 - 2,0mm
Tedavi Alanı	: 1x1 - 20c20mm
Pixel Sayısı	: Up to 40,401
Tekrarlama	: 0.2 - 2Sec / Single
Cerrahi Başlık	: 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3mm

## Micro-Needle Fraksiyonel RF Sistem

RF Frekans	: 2MHz ±10%
RF Gücü	: Up to 25W ± 10%
Tedavi süresi	: 50ms ~ 950ms
Yoğunluk	: 0 - 100 Level (2/5-10 Step)
İğne kalınlığı	: 0,25mm
İğnenin şekli	: 25 elektronik iğne (5x5) 10 elektronik iğne(1-10) (opsiyonel)
Tedavi alanı	: 25Pin (7.8 x 7.8) 10Pin(0.25x16mm)
Ayarlanabilir derinlik	: 0.5~3.5mm(0.1 step)
Tekrarlama	: 0.2 / 0.5 / 0.8 / 1 / 2 Sec / Single
Elektriksel güç	: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz



Fraksiyonel Lazer Prop



Fraksiyonel RF Prop



Cerrahi Lazer Prop (opsiyonel)



Jinekolojik Lazer Prop (opsiyonel)

## FRAXIS DUO

Fraksiyonel CO<sub>2</sub> Lazer & Mikro İğneli Fraksiyonel RF

# Tek cihazda iki sistem artık eliniz daha güçlü...

## FRAXIS DUO

► Tıbbi ve estetik endikasyonlarda maksimum sonucu elde etmek için CO<sub>2</sub> lazer ve mikro-ığneli Fraksiyonel radyofrekans teknolojisinin kombinasyonundan oluşmaktadır. Tek cihazda iki sistemin aynı anda bulunması ile geniş bir tedavi yelpazesi sağlar.Farklı iki cihaz maliyetini ortadan kaldırır.

FRAXIS CO<sub>2</sub> Lazer

► Dermatolojik ve Dermatolojik Cerrahi kullanılabilecek iki farklı başlığı mevcuttur. Böylece cildin üst orta ve derin katmanlarına etkin dermatolojik tedavi seçenekleri sunarken, skar dokunun giderilmesinden küçük dermal eksizyonlar yapabilmeye kadar geniş bir tedavi olanağı sağlar.

## FRAXIS Mikro İğneli RF

► 0,5 – 3,5mm'ye farklı derinliklere etki eden ve iğne hattı boyunca RF enerjisi veren 30G kalınlığında 25 adet altın kaplama iğneli başlığı mevcuttur. Fraxis mikro iğneli RF ile kırışıklıktan lekeye, gözenek genişliğinden, strialara kadar geniş bir tedavi yelpazesi sağlar.

## ENDİKASYONLAR

- Tonlama & yapılandırma
- Cilt sıkılaştırma & germe
- Akne lekeleri ve skarları
- Yara ve nedbe dokusu tedavisi
- Siğil tedavisi
- Yüz ve boyun toparlama
- Yüzeysel doğum çatlakları
- Aşırı terleme
- Gözenek tedavisi
- Kırışıklık tedavisi
- Cilt yenileme
- Leke tedavisi
- Vajinal daraltma
- İdrar kaçırma tedavisi

