



GYNOLASER

Vajinal sıkılaştırma ve idrar kaçırma için
cerrahi olmayan lazer tedavisi



Tek kullanımlık slayt



90 derece prop seti



Mesafe ölçüsü



Lazer ile 20 dakikada Ağrısız ve Ameliyatsız Vajinal Estetik

- Vajinal sıkılaştırma
- İdrar kaçırma tedavisi
- Dış genital bölge beyazlatma
- Vajinal kaşıntı ve yanma tedavisi
- Vajinal kuruluk tedavisi
- Vajinal ağrı tedavisi
- Vajinismus tedavisi
- Ağrısız ve konforlu cinsel birleşme

FRAXIS

Fraksiyonel CO₂ Lazer



www.kocyigitmedikal.com.tr



CO₂ Fraksiyonel Lazer Sistem

Dalga Boyu	: 10,600nm(TEM00)
Lazer Gücü	: Up to 30W (up to 175mJ)
Atış Süresi	: 20-5,000us
Kesişim	: 1-10th
Pixel Boyutu	: ≥ 100 micron
Mesafe	: 0,1 - 2,0mm
Tedavi Alanı	: 1x1 - 20c20mm
Pixel Sayısı	: Up to 40,401
Tekrarlama	: 0.2 - 2Sec / Single
Cerrahi Başlık	: 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3mm



Fraksiyonel
Lazer Başlık



Normal
Lazer Başlık



Jinekolojik
Başlık

FRAxis

Fraksiyonel CO₂ Lazer

Yeni Nesil Karbondioksit Lazer...

FRAXIS

- Tıbbi ve estetik endikasyonlarda maksimum sonucu elde etmek için enerjiyi hedeflenen bölgeye stabil ve kusursuz bir şekilde gönderen Fraksiyonel CO₂ sistemidir.

FRAXIS CO₂ Lazer

- Cilt yenileme ve Vajinal estetik tedavisinde kullanılan yüksek güçlü FRAXIS CO₂ Fraksiyonel lazer, estetik endikasyonlarda fayda sağlamanın yanısıra farklı endikasyonlarda da konforlu ve güvenilir bir tedavi sağlayan bir lazer sistemidir. Fraxis CO₂ kullanımı güvenilir olup lambda RF emisyon gücü yüksektir.

ENDİKASYONLARI

- Tonlama & Yapılandırma
- Cilt sıkılaştırma ile germe
- Akne lekeleri ve skarları
- Skar tedavisi
- Nevüs ve siğil tedavisi
- Yüz ve boyun toparlama
- Yüzeysel doğum çatlakları
- Nasır tedavisi
- Gözenek tedavisi
- Kırışıklık tedavisi
- Cilt yenileme
- Cilt Beyazlatma
- Vajinal Estetik
- İdrar Kaçırma tedavisi

