



808 nm 800w 120J

IKINI
Diode lazer teknolojisi



808 nm 800w 120J



IKINI
Diode lazer teknolojisi



www.kocyigitmedikal.com.tr



Teknik Özellikler

Dalga boyu :808nm
Lazer türü :CW Lazer Diode
Enerji çıkışı :Up to 120J/cm²
Spot boyutu :12mm x 15
Atış süresi :Up to 540ms
Tekrarlama :FDP:1-10Hz / DP2:1-2Hz
Soğutma :Up to 3°C / 5°C / 10°C
Optical Guide :Sapphire
Güç kaynağı :105 - 240 V-,50/60 Hz

Dalga boyu :755nm
Lazer türü :CW Lazer Diode
Enerji çıkışı :Up to 120J/cm²
Spot boyutu :12mm x 11mm
Atış süresi :Up to 880ms
Tekrarlama :FDP:1-10Hz / DP2:1-2Hz
Soğutma :Up to 3°C / 5°C / 10°C
Optical Guide :Sapphire
Güç kaynağı :105 - 240 V-,50/60 Hz



KOCYIGIT
MEDİKAL ESTETİK



Epilasyonda Profesyonellerin Tercihi!

- Vikini, upgrade edilen büyük başlık boyutu sayesinde ultra hızda tedavi olanağı sunar.
- Yüksek güçlü enerji ve ileri düzey soğutma tekniği sayesinde yüksek enerji kıl folkülüne daha etkili gönderilir.
- Ultra hızı tedavi bölgesinde daha hızlı hareket etmeye olanak sağlarken ileri düzey soğutma sistemi epidermal bölgede geniş alanlarda güvenli ve etkili bir tedavi konforu sağlar.

ULTRA GÜÇLÜ

- 800Watt güç çıkışı sayesinde atış segmentleri boyunca homojenize enerji gönderimi ile daha etkili, daha güvenli bir kullanım sağlar.

ULTRA GÜVENLİ

- İleri düzeyde güçlü soğutma sistemi termal hasarı minimize ederek, çok daha konforlu bir tedavi olanağı sunar.

ULTRA HIZLI

- Yüksek gücü ile 10Hz'ye kadar hızlı tekrarlama sayesinde enerji daha hızlı ve güvenilir.

