



VELOCE

TEKNİK ÖZELİKLER

Dalga Uzunluğu:	420 ~955nm
Filtreler:	420nm, 515nm, 560nm, 590nm, 640nm, 695nm,
Akım:	35J / Cm ² Max
Maksimum Enerji:	235J
Atış Genişliği:	5 ~ 200ms
Tekrarlama Oranı:	Max. 1Hz
Soğutma Derecesi:	0 ~25°C (Oda Sıcaklığı 25°C)
Spot Alanı:	45 x 15mm (6.75 Cm ²), 15 x 15mm, 15 x 6mm
Ağırlık:	85 kg
Ölçüler:	480 (E) x 826 (B), 1094 (Y) mm
Güç Tüketimi:	220 VAC, 60Hz, 4.3KVA
Opsiyonel	
Spot Bloklar:	ø 6mm
Filtreler:	NT800 / PW500

www.kocyigitmedikal.com.tr



facebook.com/kocyigitmedikal



instagram.com/kocyigitmedikal



youtube.com/kocyigitmedikal


Hızlı Atış Sistemi

IPDL (Yoğun atımlı çift ışık), farklı atış şekilleri kullanılmaktadır. Hızlı ışın teknolojisi ile 20Hz bir ışık maksimum 16 saniyede maksimum 16 kez çalışmaktadır ve 320 atışın tamamı süper yüksek hızda pürüzsüzce oluşmaktadır. Toplam enerji 1080J (180W/saniye civarı) ve 20Hz'de sürekli işlem yapılır. Standart ve opsiyonel safir odak başlıkları ile kontrollü spot atışları sağlar.

Akıllı Multi Atış ile Kusursuz ve Odaklı Enerji Kontrolü;

Ultra-Hızlı atış modunda bile stabil enerji ve odaklı lazer çıkışı sağlar. Kısa sürede yüksek enerji yayılımı, maksimum tedavi etkisi sağlar. Opsiyonel olan NT800 ve PW500 filtreler ile geniş bir tedavi olanağı sunar. 8 Farklı akıllı filtre modeliyle çeşitli lezyonlarda tedavi imkanı sunar

Standard Spot Blocks





Option Spot Blocks



Standard Filtreler



Option Spot Blocks



VELOCE

KOCYİGİT
MEDİKAL ESTETİK



Veloce

Geniş bant lazer teknolojisi sayesinde düşük enerji ile cilt altına etki edebilen ve farklı nanometrelik filtreleri sayesinde bir çok cilt problemlerinde etkin olarak kullanılan bir lazer sistemidir. Bu sistem yoğun darbeli bir ışık atımı yaparak tedavinin oldukça hızlı ve etkili olmasını sağlar.

Broad Bant Lazer Nedir?

Veloce Broad Bant Light (Geniş Bantlı Işık) Yüksek hızlarda veri transferi gerçekleştirmeye yardımcı olan bir bağlantı teknolojisidir. Bu teknoloji tek başlıkta 2 adet Xenon lamba kullanılarak ışık gücünü hızlandırmıştır.

ENDİKASYONLAR

Pigmente Lezyonlar
Lentigo
Melazma
Vasküler Lezyonlar
Telanjektazi
Poikiloderma

Akne
Rozasea
Rejuvenasyon
Epilasyon
Skar
Fotodinamik Tedavi (PDT)

Tedavi Filtreleri

420nm: Akne
515nm: Pigmentli Lezyon & Foto Gençleştirme
560nm: Koyu ciltteki Pigmentli Lezyonlar & Yüzeysel Malezma
590nm: Telenjektazi & Yaygın Kızarıklık
640nm: Dermis Malezma & Epilasyon
695nm: Epilasyon

Opsiyonel

PW500: Kısmi Pigmentli Lezyonlar (Özel Filtre)
NT800: Cilt Gençleştirme & Cilt Sıkılaştırma

