

**KOCYIGIT**  
MEDİKAL ESTETİK



**N.core**  
**3Dalga Boyu Diode Lazer**

# N.core 3D

3Dalga Boyu Diode Lazer

## *Epilasyonda Üç Boyut*

### 3D Core Lifting

Lifting modu cilt sıcaklığı lazer enerjisi ile 38°C- 40°C ısıtılır ve üç farklı dalga boyundaki derinlikle kolajen ve elastin hücrelerini uyarır.

**Hastanın cildine bağlı olarak oluşan enerji ve ışın metodu ile cildin derinliklerinde sıcaklık dokularını güçlendirir ve iyileştirir.**

Flaş atış özelliği sayesinde acısız işlem sunar

Kolay menü

4 mevsim uygulanabilir

Tüm cilt tiplerine uygun

Tüm kıl tiplerine uygun (Ayva tüyü beyaz tüy hariç)

Hızlı ve kesin çözüm

**Güçlü 1400w atım gücü**

**Güvenli hızlı ve stabil soğutma**


**Hızlı 20Hz**



## N.CORE 3D Epilasyon

Aynı anda **755, 808, 1064nm** diode lazer enerjisini 3 farklı derinliğe göndererek daha fazla etki ve daha kısa sürede konforlu epilasyon yapmak için tasarlanmış son teknoloji bir cihazdır.

# N.core 3D



### N.CORE 3D,

3 farklı dalga boyunu cildin 3 farklı derinliğine stabil ve kontrollü bir biçimde odaklar. Geniş ve **daima soğuk olan başlık** yüzeyi ile konforlu kullanım sağlar. Kullanımı Kolay Menü ile kullanıcı dostudur.

## AVANTAJ

### Büyük Atım Boyutu

Geniş bir ışınlama alanıyla enerjisi hızlı bir şekilde iletir.

### Tedavi alanı

11x24mm

(Gerçekte ölçülen boyut)



### Dinamik Soğutma Kontrolü

Kararlı safir soğutma sistemi, doku hasarını korumaya ve azaltmaya yardımcı olur.



### Temas Sıcaklığı

[ 5°C | 0°C | -5°C ]

### Pedal ve Tetik Kontrolü

Kullanıcının rahatlığına göre iki tür ışınlama seçin.



Pedal



Tetik





# 3D

- Aynı anda Diode Lazer Emisyonu
- Tek Seferde Max Derinlik
- Kontrollü Dinamik Soğutma Sistemi



**Elektrik Gücü** 220-230VAC, 50/60Hz

**Dalga Boyu** 755 & 808 & 1064nm


**Güç** 1400W

**PRR** Max 20Hz

**Atış Sayısı** Max10 stack

**Optik Rehber** Sapphire crystal

YOĞUN



**Düşük akım, güçlü atış ile ısı oluşturma.**  
Güçlü enerji derin hedefe hiç beklemeden ve hızlı bir şekilde gönderilir. Hastanın cilt şartlarına ve yüz yapısına göre tedavi merkezde ve gerekli bölgede gerçekleştirilir.

DİNAMİK



**Bu modda hareket metodu ile belirlenmiş enerji geniş alana iletilir.**  
Sabit enerji transfer eder ve yumuşak bir ısı sağlar. INTENSIVE MODE ile kombine edilerek sinerjik bir etki sağlar.



facebook.com/kocyigitmedikal



instagram.com/kocyigitmedikal



youtube.com/kocyigitmedikal