



Etkili & Güvenli

Non-Invaziv

Yan Etki Yok

Soğuk
Lipolizde
ALPHA
Devri

CLATUU 

KOCYIGIT
MEDİKAL ESTETİK

Clatuu Alpha

Soğuk Lipoliz Nedir?

Tüm dünyada güvenle kullanılan bir bölgesel incelme ve vücut şekillendirme uygulamasıdır. Clatuu Alpha sistemi, soğuk lipoliz mantığıyla çalışan bir sistemdir. Uygulamada özel başlıklar kullanılır. Yağ tabakası yoğunluğu olan bölgelere bu özel başlıklar takıldıktan sonra Clatuu Alpha, vakumlu soğutma aparatları sayesinde yağlanmanın olduğu bölgeleri başlığın içine vakumlayarak yağları dondurmaya başlar.

Uygulanan soğuk sayesinde yağların etki mekanizmaları bozulur ve yağlar parçalanır. Parçalanmış yağlar, doğal yollarla vücuttan atılarak bölgesel incelme sağlanır.

Hızlı ve Kolay Başlık Değişimi

Basit bir bas-bırak mekanizmasıyla CLATUU Alpha maksimum rahatlık sağlar ve soğutma aparatlarının değiştirilmesini mümkün olduğunda kolaylaştırır. Tedaviler sırasında bile kabloların çıkarılmasına veya sistemin kapatılmasına gerek yoktur.

Özel Tasarlanmış Aparatlar

ARC-T
Uyluk & Diğer Düz ve Geniş Bölgeler

WING Max
Üst & Alt Karın

WING
Üst & Alt Karın
Yanlar ve Diğer Geniş Bölgeler

WING Plus
Sütyen Bölgesi,
Sırt & Bel Çevresi

FLAT Mini
Gıdı, Koltukaltı, Dizler ve Diğer Yerel Bölgeler

WING Mini
Gıdı, Koltukaltı, Dizler ve Diğer Yerel Bölgeler

FLAT
Karın ve Uyluk İçi

40 Dakikada 2 Bölgeye Aynı Anda Uygulama Olanakı


CLATUU Alpha, en zorlu bölgelerde etkili sonuçlar elde etmeyi her zamankinden daha kolay hale getiren genişletilebilir aparat yelpazesine donatılmıştır.

En İyi Sonuçlar İçin Geliştirilmiş Teknoloji

CLATUU Alpha'nın geliştirilmiş 360° çevreleyen soğutması, tüm başlık boyunca soğutma enerjisi sağlar ve belirlenen tedavi sıcaklığına daha hızlı ulaşmayı mümkün kılar, böylece verimlilik %18'e kadar artar.



360° çevreleyen Soğutma Teknolojisi





Ayarlanabilir Vakum ve Soğutma Seviyeleri


CLATUU sadece %20 daha güçlü vakuma sahip değil, kullanıcıların tedavide hem soğutma hem de vakum seviyesini güvenli bir şekilde ayarlamasını ve hastaya göre özelleştirmesini sağlar.



Daha Güçlü Vakum

Klinik sonuçlarımız, invaziv olmayan yağ soğutmanın zamanla adiposit hücre ölümü ve apoptozla sonuçlandığını doğruladı.

Geleneksel iki taraflı modele göre soğutma enerjisini daha etkili bir şekilde iletebilen dünyanın ilk 360° soğutma paneline sahiptir.



WING Mini Gıdı İçin

Özel Tedaviler için Çift Başlıklar

WING Mini



FLAT Mini



Önce



7 Hafta Sonra / 1 Seans



Önce



5 Hafta Sonra / 1 Seans



Önce



4 Hafta Sonra / 1 Seans



Önce



4 Hafta Sonra / 1 Seans



ARC-T Uyluk İin

İnce ve Şekillendirilmiş
Bacaklar ve Kalalar İin
ok Aılı Eklenti

ARC-T



Ön Bölge



Arka Bölge



Dış Bölge



İ Bölge



Önce



6 Hafta Sonra / 1 Seans



Önce



24 Hafta Sonra / 1 Seans

Kanıtlanmış Sonuçlar

Hastaların En Zorlu İhtiyaçlarına Özel Çözümler



WING

Büyük Yağ Cepleri için



Önce

4 Hafta Sonra / 1 Seans



Önce

14 Hafta Sonra / 1 Seans



WING Max

Büyük Yağ Cepleri İçin



Önce

13 Hafta Sonra / 1 Seans



Önce

9 Hafta Sonra / 1 Seans



WING Plus

o Küçük Yağ Cepleri İçin



Önce



6 Hafta Sonra / 1 Seans



Önce



9 Hafta Sonra / 1 Seans



FLAT

o Küçük Yağ Cepleri İçin



Önce



8 Hafta Sonra / 1 Seans



Önce



8 Hafta Sonra / 1 Seans

Kocyigit Medikal Estetik San. ve Tic. Ltd. Sti.

Cevizli Mah. Güvenli Sok. No:10B, Maltepe/İstanbul, Turkey Tel/Phone :+90 216 574 39 61

www.kocyigitmedikal.com.tr / info@kocyigitmedikal.com.tr