



ULTRAFORMER III

Makro & Mikro Odak Teknolojisi

Gençliğinize
Geri Dönün

Gerdir Sıkılaştır Şekillendirir

ULTRAFORMER III

Yüz ve vücut şekillendirme de non-invaziv optimal sonuçları elde etmek için tasarlanmış hassas atım modları ile uygun derinlikte termal pıhtılaşma kullanan bir Hifu cihazıdır.

ULTRAFORMER III

- Yüz Gerdirme
- Kırışıklık Azaltma
- Vücut Şekillendirme



Kartuşlar

Çok işlevli ve Çok derinlikli



Teknoloji

Mikro ve Makro Odaklı



Uygulama

Yüz ve Vücut



Etki

Non-invaziv Prosedür



Tedavi

Etkili ve Daha Az Ağrılı




Dönüştürücüler

Daha Hızlı ve Hassas Kartuşlar



Güçlü, Hızlı ve Güvenli



Hastalara Faydaları

- Tüm cilt tiplerine uygulanabilir.
- 15-20 dakika uygulama süresi.
- Tedavi sonrası bakım gerektirmez.
- Hızlı etki ve uzun ömürlü sonuçlar.

Uygulamanın Faydaları

- Botoksa etkili ve güvenli alternatif olan mikro invaziv cerrahi
- Hasta değerlendirmesine dayalı özelleştirilmiş protokol.
- Diğer tedavilerle kombin edilebilir.


Teknoloji

HIFU transdüserleri, epidermise doğrudan temas olmadan ultrason dalgalarını cildin ve vücut dokularının çeşitli katmanlarına eşit bir şekilde iletir. Termal enerji üreten çoklu kartuşlarla donatılan Ultraformer III, yüzde kolajen yenilenmesi için pıhtılaşmayı tetiklemek ve bel, uyluklar ve vücudun diğer bölgelerini şekillendirmek için 65-75°C arasında stabil sıcaklıkları korur.




Mikro Odaklı

Yüksek konsantrasyonlu ultrason ışınlarına sahip kartuşlar, gücü belirtilen odak bölgesine doğruluk ve hassasiyetle iletir.



Makro Odaklı

Daha düşük frekanslı kartuşlar, daha büyük enerji yoğunluğuyla odak bölgesine daha derin nüfuz edilmesini sağlar.



Neocollagenesis


Ameliyatsız Yüz Germe

HIFU tarafından tetiklenen yüzdeki kolajen yenilenmesi, dermal ve yüzeysel kas aponevroz sistem (SMAS) katmanlarını ısıtarak gerçekleşir. Bu katmanlar, kan pıhtılaşması, yara kasılmaları ve yeni kolajenin daha sıkı dizilmesi gibi ayrı aşamalardan geçer, bu da kırışıklıkları ve cilt sarkmasını azaltmaya yardımcı olur.

01

Hasar Aşaması

Tedaviden sonra hedef bölge kan akışını kontrol etmek için kan pıhtılaşması ve hemostazdan geçer. Bu da daha sonra çevredeki cilt hücrelerinin düzgün bir şekilde göç etmesini sağlar.




- Hemostaz
- Cilt Pıhtılaşması
- Hücre Geçişi

02

Yenileme aşaması

Tedaviden 48 saat sonra fibroblastlar yaranın üzerinde granülasyon dokusu olarak bilinen yeni bağ dokusu üretir ve yeni kolajenin daha sıkı bir şekilde birikmesini tetikler.




- Granülasyon dokusu
- Yara Kasılması
- Kolajen Sentezi

03

İyileşme Aşaması


Tedavi sonrasında 3 haftadan 6 aya kadar geçen süre içinde, deri katmanları çapraz bağlı kolajen liflerin yenilenmesini tetikleyerek daha sıkı ve kırışiksiz bir cilt görünümü sağlar.



- Kolajen Yenileme
- Yeni Doku Oluşumu
- Cildin Germe ve sıkılaştırma süreci


Teknolojik Kartuşlar

Kartuş Derinliği ve Frekansı




Çift Transdüsor Yüksek Zirve Gücü

Yüksek zirve gücü, çevredeki dokulara ısı yaymadan cildin hedef katmanlarına etkili bir şekilde enerji iletir. Daha az ağrı ve düşük yan etki oranıyla birlikte etkili klinik sonuçlar sağlar.



MMFU Termal Enerji





Hedeflenen katmanlar da yaklaşık olarak 65.4°C ısı üretir, doğal pıhtılaşma ve yara iyileşme süreçlerini tetikleyerek epidermis altında kolajen yenilenmesini uyarır.



Kaş Kaldırma Protokolü

Klinik Çalışma Özeti

12 hafta boyunca, 30 hasta, Ultraformer III kullanarak kaş kaldırma prosedürlerinin etkisini değerlendirmek amacıyla klinik bir çalışmaya katıldı. Her seansta başlangıçta klinik fotoğraflar çekilerek sonuçlardaki iyileşme belgelenmiştir.



AEH İyileştirmesinin Ölçümü

1.56 mm


90 gün boyunca değerlendirilen hastalar ortalama 1,56 mm'lik kaş kaldırma etkisine ulaştı.

90 %

Klinik değerlendirme kapsamında kaş kaldırma operasyonu geçiren 30 kişinin %90'ı, işlemden 90 gün sonra kaşların hemen üzerinde belirgin bir kaldırma ve sıkılaşıma bildirdi.

30 gün


Tedavinin ilk seansını takiben klinik iyileşmenin en yüksek oranı genellikle ilk 30 gün içinde kaydedildi.



Uygulamalar


Yüz

1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm ve 4.5 mm'deki mikro odak derinlikli kartuşlar, eşit bir şekilde ultrason enerjisini yüzün deri ve yüzeysel kas aponevroz sistem (SMAS) katmanlarına ileterek kolajen yenilenmesini uyandırır.



Vücut

6.0 mm, 9.0 mm ve 13.0 mm'deki makro odak derinlikli kartuşlar, eşit bir şekilde ultrason enerjisini deri altı dokusuna aktararak, vücut içinde inatçı yağ hücrelerini doğal olarak atmak için kasılmaları başlatır.



SSS

Ultraformer III'ün avantajları nelerdir?

Ultraformer III, yüzü germek ve sıkılaştırmak, aynı zamanda vücut dokularını şekillendirmek amacıyla sıkılaştırmak için çeşitli derinliklere odaklanan kartuşları kullanır. Hastalar, kararlı bir şekilde ultrason enerjisi ile hızlı uygulama ve MMFU destekli transdüserlerin hassas doğruluğuyla yüz ve vücutta özelleştirilmiş tedaviler alabilirler.

Ultraformer III ile vücuttan yağ nasıl doğal olarak uzaklaştırılır?

Makro odaklı derinlik kartuşları, trigliseridlerden oluşan yağ hücre zarlarına hasar verir ve ardından bu süreç, vasküler ve lenfatik sistemler aracılığıyla karaciğere taşınır. Bu işlem, karaciğerin Ultraformer III tarafından atılan yağ ile besin tüketiminden kaynaklanan yağ arasında bir ayırım yapmaması sayesinde vücudun doğal metabolizmasıyla mümkün hale gelir.

Herhangi bir yan etkisi var mı?


Tedavi sonrası muhtemelen yüz gerdirme, sıkılaştırma ve vücut şekillendirme de rekabetçi sonuçlar birkaç ay içinde ortaya çıkacaktır, ancak hastalar birkaç saat boyunca hafif kızarıklık, ayrıca tedavi bölgesinde birkaç haftaya kadar süren şişlik veya karıncalanma yaşayabilirler. Tedavi edilen bölgelerde morarma ve uyuşukluk da olabilir, ancak bu durumlar genellikle işleminden 2-4 hafta sonra düzelir.

Tedavi sırasında ağrı olur mu?

Ultraformer III, yalnızca CLASSYS tarafından geliştirilen eşsiz transdüser sistemi ile konforlu prosedürler sunar. Birçok hasta ve uygulayıcı, Ultraformer III'ün diğer cihazlarla karşılaştırıldığında yüz veya vücutta hafif rahatsızlıkla birlikte minimal ağrıya sebep olduğunu bildirmişlerdir, ancak duyumlar tedaviden hemen sonra hızla azalır.

ULTRAFORMER III adayı mıyım?

Çeşitli cilt sorunlarına sahip hastalar, yüzde ince çizgiler, kırışıklıklar ve hiperpigmentasyon veya karın bölgesinde inatçı yağ ve bel simiti gibi, daha kıvrımlı bir vücut şekli isteyenler, Ultraformer III için ideal adaylardır. Uygulayıcılar, farklı derinliklere odaklanan çeşitli kartuşlarla hem yüz hem de vücut profillerine uyum sağlayabilir ve daha geniş bir aday kitlesini karşılayabilirler.



Yüz | Germe & Sıkılaştırma

Aşağıdaki klinik fotoğraflarda gösterilen katılımcılar, sunulan hedef bölgelerde bir ULTRAFORMER III tedavisi aldı. Temel ve işlem sonrası ölçümlerden elde edilen klinik fotoğraf kanıtları, devam eden sonuçları göstermektedir.



※ Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir. Fotoğraflarla oynanmamıştır.

“

*İlk Ultraformer III tedavimi aldıktan sonra cildimin çok daha parlak olduğunu fark ettim.
Artık o ince çizgilere ve kırışıklıklara veda etme konusunda kendime güveniyorum.*

”


- Sarah Newman, 50 -

“

*Ultraformer III'ün yüzümün dar hatlarımı nasıl tedavi edebildiğine hayran kaldım.
Sadece bu da değil. Tedaviden hemen sonra işe gidebilirim!*

”

- Nicole Sutherland, 36 -



Vücut Sıkılaştırma & Şekillendirme

Aşağıdaki klinik fotoğraflarda gösterilen katılımcılar, temsil edilen hedef alanlarda bir ULTRAFORMER III tedavisi aldı. Öncesi ve sonrası ölçümlerden elde edilen klinik fotoğraflar, sonuçların ilerlemekte olduğunu gösterir.



※ Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir. Fotoğraflarla oynanmamıştır.

Classys Avantajı

Başarınız için Araçlar Sağlamasıdır

İş ortaklığı kurulacak olan küresel teknoloji standardına sahip bir şirketle, başarınızı en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olacak uygun destek standartları önemli bir araçtır. Günümüzde tüm yaygın ağlarda etkin olan Classys, uygulamanıza yönelik öncü bir destek hizmeti sunmaktadır.

Web & SosyalMedya

Yeni trendler karşısında çevrimiçi varlığımızı büyütmek için web'i ve ana akım sosyal medyayı desteklemeye kendini adanmış kararlı bir ekip.



Eğitim ve Öğretim

Uygulayıcılara teknolojilerimizin doğru ve profesyonel kullanımı için kapsamlı araçlar, bilgi ve eğitim paketi sağlamak.

Stratejik Pazarlama

Küresel çapta çeşitli pazarlarda faaliyet gösteren hem B2B hem de B2C son kullanıcıları için uygun, dinamik içerik ve materyalden oluşan canlı bir veritabanı.

Tıbbi Profesyonel Görüşler



 **Dr. Benjamin Ascher,**
MD, Plastic Surgeon

"Ultraformer III'ü ilk kez deneyimledikten sonra elde edilen cilt germe sonuçlarından derinden etkilendim. Harika sonuçlar elde etmek için HIFU teknolojisinin önemli bilimsel gelişmelerini gösterir. Classys'in olağanüstü teknolojisine dayanarak geleceğin önde gelen küresel şirketlerinden biri olacağına inanıyorum."



 **Dr. Klaus Fritz,**
MD, Plastic Surgeon

"Ultraformer III, yüze yönelik farklı kartuşlarla anında sıkılaştırma etkisi sağlıyor. Cerrahi, cilt germe prosedürleri için standart bir seçeneği ancak artık Ultraformer III'ü non-invaziv bir şekilde kullanarak aynı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Hastalarım olağanüstü klinik sonuçları karşısında her zaman şaşırıyorlar."



 **Dr. Jean Louis Sebagh,**
MD, Plastic Surgeon

"Ultraformer III'ü bir yıldan fazla süredir kullanıyorum ve klinik sonuçlarından çok memnunuz. Ultraformer III'ün cilt germe konusunda ezber bozan bir ürün olduğuna inanıyorum. HIFU'dan önce enjeksiyonlar ve ameliyat cilt germe seçenekleriydi, ancak şimdi Ultraformer III'ün non-invaziv tedavisi daha iyi sonuç veriyor."



 **Dr. Franco Lauro,**
MD, Plastic Surgeon


"Ultraformer III'ün cilt sıkılaştırıcı etkileri muhteşem. Lazer teknolojisinin klinik sonuçları ve yan etkileri açısından sınırlamaları vardır. Ultraformer III, özellikle SMAS katmanına enerji sağlayan HIFU'yu kullanarak mükemmel cilt sıkılaştırma sunar. Enerji eski kolajeni parçalıyor ve yeni kolajenin oluşumunu etkili bir şekilde tetkiliyor."



 **Dr. Michael H. Gold,**
MD, Dermatologist

"HIFU teknolojisine sahip Ultraformer III'ü hiç denememiş olanlar için bunun harika bir sıkılaştırma cihazı olduğunu söylemek isterim. Gözlerden boyuna kadar sıkılaştırma amacıyla kullanmayı seviyoruz. Hastalar harika sonuçlar yansıtıyor ve son derece memnunuz."




 **Dr. Nobuhiro Suetake,**
MD, Plastic Surgeon

"Ultraformer III, hastalarımı eksiksiz bir tedavi sunmamı mümkün kılan çok etkili ve tatmin edici bir cihaz. Diğer HIFU cihazlarıyla deneyimim var ancak Ultraformer III öncesinde yüksek ağrı seviyeleri ve tatmin edici olmayan klinik sonuçlar nedeniyle diğer cihazlardan memnun değildim."



 **Dr. Jong-seo Kim,**
MD, Plastic Surgeon

"Hasta memnuniyetinin yüksek olduğu Ultraformer III'ten çok etkilendim. Son dönemde RF cihazlarının yerini HIFU cihazları aldı çünkü Ultraformer gibi bu cihazlar daha etkili ve daha az ağrı veriyor. Kan dolaşımına yardımcı olur ve kolajeni etkili bir şekilde yeniden şekillendirir."



 **Dr. Katia Paskova,**
MD, Dermatologist

"Ultraformer III'ün etkisi anında ortaya çıkıyor. Çünkü dokular ve derinin çeşitli katmanları üzerinde çalışıyoruz. Yaş ilerledikçe cilt bakım ürünleri ve kozmetikler yeterli olmuyor. Ultraformer, cerrahi yüz germe işlemleri istemeyen hastalar için uygundur."



 **Dr. Marcin Ambroziak,**
MD, Dermatologist

"Ultraformer III'ü 6 aydan uzun süredir kullanıyorum. Bu çok yönlü bir cihazdır çünkü 1,5 mm'den 9,0 mm'ye kadar kartuşlar mevcuttur. Yani cihazı sadece yüzdeki sarkmaları tedavi etmek için kullanmıyoruz, aynı zamanda vücudun diğer bölgelerini de tedavi edebiliyoruz."



Classys Avantajı

Classys Inc., 2007 yılında kapılarımızı açtığında beri, tek amacı tüketicilerimizin potansiyellerini yansıtmaları için sezgisel çözümler sunan teknoloji yaratmak amacıyla kuruldu. Bu, germe, sıkılaştırma, yağ yakma ve vücut şekillendirme prosedürlerine yönelik çok çeşitli uygulamalarla dünya çapındaki tüketicilere ulaşan tıbbi ve estetik çözümlerin sağlanmasıyla sonuçlandı. Faydalı, hızlı kanıtlanmış sonuçlarla birleşen konfor, motivasyonumuzun kaynağıdır ve tıp ve estetik endüstrisindeki tüketicilerimiz için yenilikçi çözümler üretme kocyigitmedikal.com.tr çabamızın nedenidir.