

Makro ve Mikro
Teknolojilerinin Mimarı

ULTRAFORMER MPT

Çift Yönlü Dairesel Lineer Atış Teknolojisi



Non-invaziv Yüz germe, Cilt sıkılaştırma, vücut şekillendirme ve MMFU TCP kalitesi


Doğru ve tutarlı TCP kalitesi oluşturmak, MMFU ekipmanının performansını belirler. Birçok doktorun ULTRAFORMER'i tercih etme nedeni, ürettiği TCP kalitesinin mükemmel olmasıdır. Yeni bir ULTRAFORMER serisi olan MPT, TCP üretme yöntemini mikro birimlere bölen ve hassas TCP kalitesi oluşturmak için teknolojiyi aşan bir güvenlik sağlar ve MMFU verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Çoklu Atım Modları

Mikro atım teknolojisiyle mevcut TCP'yi 25 kat daha ince hale getiren teknoloji, tedavi alanına ek enerji iletir ve yoğun tedaviyi mümkün kılar


Dairesel Lineer ve Normal Atış Modları

Point Atış, Çift Yönlü Lineer Atış
Dairesel Point Atış, Dairesel Lineer Atış




Ultra-Güçlü Başlık

Dönüştürücüyü optimum düzeyde küçültmeye yönelik teknoloji



Çoklu Derinlikli Kartuş Seçeneği

3 başlık & 10 değiştirilebilir kartuşlar



Kısa Tedavi Süresi

2,5 kattan fazla daha hızlı dönüştürücüler.
Dönüştürücü geri dönüş süresini ortadan kaldırır.




TCP: Termal Pıhtılaşma Noktası

MMFU: Mikro ve Makro Odaklı Teknoloji

MP: Çift Yönlü Lineer Atış

Normal: Point Atış

En iyi MP Modunda
ileri teknoloji



Çift Yönlü Lineer Atış



Point Atış



Ultraformer MPT, MMFU teknolojisindeki bir başka yenilikçi ilerlemedir; multimodal yaklaşımlara olanak tanıyan çeşitli pıhtılaşma formları ve derinliklerine sahip yeni özelliklerle daha hızlı tedavidir. Bu yeni teknolojilerin hastalara pek çok farklı fayda, doktorlara ise ek değerler getireceğine inanıyorum.


- Dr. Boncheol Leo GOO MD

Çoklu Derinlikli Kartuş Seçeneği

Çoklu Atım Modları

2 Modlu Atış Özelliği Lineer Atış veya Point Atış

Hedef tedavi bölgesine yakın 10 kartuş
Her dönüştürücü kartuş 2 modu destekler
GUI'ye tek dokunuşla modu değiştirmeyi etkinleştirin



Hekim ekrana tek bir dokunuşla point atış modunu ve çift yönlü lineer atış (MP) modunu kolayca değiştirebilir.

Yüz Gerdirme & Cilt Sıkılaştırma



	1.5mm	2.0mm	3.0mm	4.5mm
Odak Derinliği	1.5mm	2.0mm	3.0mm	4.5mm
Frekans	7MHz	5.5MHz	7MHz	4MHz
Atış Modu	MP / Point	MP / Point	MP / Point	MP / Point

Vücut Şekillendirme



	6.0mm	9.0mm	13mm
Odak Derinliği	6.0mm	9.0mm	13mm
Frekans	2MHz	2MHz	7MHz
Atış Modu	MP / Point	MP / Point	MP / Point


ULTRAFORMER MPT

ULTRA Güçlü Başlık

Çoklu Atım Modları

2 Modlu Atış Özelliği Dairesel Linear Atış veya Dairesel Point Atış

ULTRA GÜÇLÜ başlık
MMFU enerji üretiminin
en son teknolojisini içerir.



Başlığın boyutunun küçültülmesi


MP Modu ve Point modun sağlanması

Dairesel point ve lineer atış ile MMFU enerjisinin üretilmesi

Yüz Gerdirme & Cilt Sıkılaştırma




Odak Derinliği	1.5mm	3.0mm	4.5mm
Frekans	7MHz	7MHz	4MHz
Atış Modu	MP / Point	MP / Point	MP / Point



Kısaltılmış Tedavi Süresi


Tedavi süresi farkı

Her moda göre 1 atış hızı



2,5x daha hızlı atış - Daha az ağrı


500 Atış için zaman turları



Tedavi süresini kısaltın ve daha iyi sonuç alın

Ergonomik Dizayn

Optimum görüntüleme için ergonomik hafif tasarım



Tedavi sırasında görüş açısının dikkate alınması

Dönüştürücüyı optimum düzeyde küçültmeye yönelik teknoloji

Mod desteği için Tetik ve pedal



ULTRAFORMER MPT Klinik Vakaları

Klinik sonuçla önce/sonra

Yüz



2 Tedavi MP ve Point Atış Modu

Volüm Artışı



Volüm Azalması



1 Tedaviler MP ve Point Atış

Volüm Artışı



Volüm Azalması

Göz Çevresi



2 Tedavi MP ve Point Atış

Axilla
Göğüs

3 Tedavi MP ve Point Atış


Diz Altı



2 Tedavi MP ve Point Atış

Teknik Özellikler

Öge	ÖZELLİKLER
Ürün adı	ULTRAFORMER MPT
Model adı	UF4-M400
Output	0.1J – 2.5J
Elektrik Gereksinimi	100 - 240V~, 50/60Hz
Boyut	570(L) X 620(W) X 1330(H) mm
Ağırlık	37kg



ULTRA F
Başlık Kartuşları



ULTRA GÜÇLÜ
Başlık Kartuşları



KOCYİĞİT
MEDİKAL ESTETİK

Kocyigit Medikal Estetik San. ve Tic. Ltd. Sti.

Cevizli Mah. Güvenli Sok. No:10B, Maltepe/İstanbul, TurkeyTel/Phone :+90 216 574 39 61
www.kocyigitmedikal.com.tr / info@kocyigitmedikal.com.tr